



## 1029 IPT PRECIPITAZIONE DUREZZA

TIPO DI ANALISI: Dimostrazione della presenza di durezza mediante formazione di un precipitato

CONTENUTO DEL KIT:

- 1 flacone 25 ml precipitazione durezza A
- 1 flacone 25 ml precipitazione durezza B
- 2 provetta da 10 ml
- istruzioni

OSSERVAZIONI:

- Questo kit viene impiegato generalmente per dimostrare la differenza tra acqua depurata e non depurata. In acqua priva di durezza non si forma alcun precipitato. In acqua contenente durezza si forma un precipitato tanto più consistente quanto più la durezza è elevata, pur senza fornire una misura analitica della quantità di durezza.

RICAMBI DISPONIBILI

- |                                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| • precipitazione durezza A, confezione da 6 flaconi da 25 ml                                   | Cod.N° 3250 |
| • precipitazione durezza B, confezione da 6 flaconi da 25 ml                                   | Cod.N° 3251 |
| • precipitazione durezza, 1 flacone da 250cc di reagente A e 1 flacone da 250 ml di reagente B | Cod.N° 3252 |
| • precipitazione durezza A, confezione da 2 flaconi da 250 ml                                  | Cod.N° 3253 |
| • precipitazione durezza B, confezione da 2 flaconi da 250 ml                                  | Cod.N° 3254 |
| • provetta da 0cc, confezione da 12                                                            | Cod.N° 3312 |