



1001 IPT ACIDITÀ M

TIPO ANALISI: Acidità al metilarancio

METODO: Titolazione con sodio idrato

SENSIBILITÀ: 0,5 gradi francesi (su campione 10 ml)

NUMERO DETERMINAZIONI: 625 gradi francesi

CONTENUTO DEL KIT:

- 1 flacone 25ml titolante Acidità
- 1 flacone 15ml indicatore M
- 1 provetta da 20ml
- istruzioni

OSSERVAZIONI:

- L'indicatore classico (metilarancio) da cui l'analisi prende nome è stato sostituito dall' "indicatore m", che ha un viraggio più preciso, in quanto consente di individuare molto più facilmente il punto finale della titolazione.
- I kit IPT sono ideali nei casi in cui è necessario effettuare poche analisi, con discreta precisione. Per molte analisi e una grande precisione consigliamo gli HYDROCHECK, che offrono anche un costo per analisi inferiore.

RICAMBI E AMLETTORI:

- | | |
|---|-------------|
| • titolante acidità, confezione da 6 flaconi da 25ml | Cod.N° 3105 |
| • titolante acidità, confezione da 6 flaconi da 250ml | Cod.N° 3106 |
| • indicatore M, confezione da 6 flaconi da 15ml | Cod.N° 3003 |
| • provetta da 20ml, confezione da 10 | Cod.N° 3310 |

INTERFERENZE:

Colorazioni dell'acqua tali da impedire l'apprezzamento dei viraggi di colore degli indicatori.
 Basse temperature dell'acqua rallentano il viraggio degli indicatori.
 La temperatura consigliata per l'analisi è tra i 20 e i 30°C.